



# Eucalyplus®

## FORTE

## ONTZWELLEDE NEUSSPRAY

Eucalyptus • Munt

## INDICATIES

**Eucalyplus® FORTE** is een hypertone neusspray gearomatiseerd met **eucalyptus** en **munt** die de neus vrijmaakt bij verkoudheid, sinusitis, rhinosinusitis of allergische rhinitis:

- ▶ **reinigt en zuivert** de neusholten;
- ▶ **maakt de neus vrij van allergenen en ziekteverwekkers** en **vormt een barrière tegen virussen en bacteriën**.

**Eucalyplus® FORTE** vermindert neusoeedeem, verzacht en hydrateert het neusslijmvlies bij irritatie. Het ontzwelt, vergemakkelijkt de ademhaling en verhoogt het comfort. Bovendien behandelt en vermindert het de totale duur van de verkoudheid.

## WERKING

Het werkingsmechanisme van **Eucalyplus® FORTE** is gebaseerd op het vloeibaar maken van nasale afscheidingen en mucociliaire zuivering.

**Eucalyplus® FORTE** vormt ook een beschermende laag op het neusslijmvlies die fungeert als een barrière tegen virussen en bacteriën.

## SAMENSTELLING

Water, natriumchloride, natrium levulinaat, natriumfosfaat, 4-polyglyceryl lauraat/succinaat, kaliumsorbaat, *Eucalyptus globulus* blad olie, *Mentha piperita* olie, dinatriumfosfaat

**Natuurlijke formule** • Inhoud : 20 ml

## GEBRUIK

1. Schud het flesje
2. Houd het flesje rechtop en steek de punt van de neusspray in uw neus
3. Verstuif

### KINDEREN VANAF 3 JAAR EN VOLWASSENEN

**1 tot 2 verstuiving(en)/neusgat**  
**4 tot 7 maal/dag, gedurende 3 tot 7 dagen**

### Zonder gewenning

De **Eucalyplus® FORTE** verstuiver maakt het gebruik ervan bij kinderen mogelijk.

### Bijwerkingen :

- ▶ Tot op heden zijn er geen bijwerkingen gemeld bij het gebruik van **Eucalyplus® FORTE**.



### Waarschuwingen :

- ▶ Over het gebruik van **Eucalyplus® FORTE** gedurende zwangerschap of de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- ▶ Buiten bereik van jonge kinderen bewaren;
- ▶ Gebruik **Eucalyplus® FORTE** niet in geval van allergie, intolerantie of overgevoeligheid voor een van de componenten. Stop het gebruik van **Eucalyplus® FORTE** in geval van een allergische reactie.

### Bewaarmethode :

Bewaar **Eucalyplus® FORTE** in de originele verpakking, bij kamertemperatuur (5 - 25 °) op een droge en donkere plaats.



**Medisch hulpmiddel : Eucalyplus® FORTE** is een medisch hulpmiddel van Klasse I volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC.



zie verpakking

Distributeur :

**Tilman s.a.** • Z.I. Sud 15 • B-5377 Baillonville • [www.tilman.be](http://www.tilman.be)

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst werd herzien : 10/2021

Versie ; 073743V1.0-jul.2021



**Peters Krizman AG**  
Schweizergasse 20 – CH-8001 Zürich

